



**Be Right™**



## **PHC3359 pH Kombinationselektrode für Mikroproben, Glasfaser, BNC**

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>E16M343</b>
CHF Preis:	Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt	

---

pH-Elektrode mit Ag/AgCl Referenzsystem. Messbereich 0-12 pH, 0-80 °C. Diaphragma: Glasfaser. Mit BNC-Stecker.

### **Technische Daten**

Elektroden-Anschluss:	BNC Connector
Gewährleistung:	6 Monate
Kompatible Geräte:	MeterLab & sensION+ GLP lab
Parameter:	pH
Typ:	Lab, combined electrode