



**Be Right™**



## **Aluminium-Probenschalen für Feuchteanalysen, 50 Stück**

**Artikel-Nr.:** 2948600  
**CHF Preis:** Kontakt  
**Kein Versanddatum angezeigt**

Aluminium-Probenschalen für Ohaus Feuchteanalysator der MB-Serie. 90 mm Durchmesser (zur Verwendung mit 89 mm Filter, Artikel-Nr. 2507600).

---

### **Technische Daten**

Volumen / Packungsgröße: 50 /Packung